



DA270



DA130



0434



DNV



NORWEGIAN ACCREDITATION

© All rights reserved, print 2/2013

2013/RJ



EVOLUTION IN PRACTICE



DIPLOMAT DENTAL s.r.o.  
Vrbovská cesta 17  
921 01 Piešťany  
Slovenská republika

T 00421 33 79 54 111  
F 00421 33 77 26 326

info@diplomat-dental.com  
www.diplomat-dental.com



EUR-MED SLOVAKIA, s.r.o.  
Športová 503  
916 01 Stará Turá  
Slovenská republika

Office  
Vrbovská cesta 17  
921 01 Piešťany  
Slovenská republika

T 00421 33 79 54 820-5  
F 00421 33 79 54 809

cis@eur-med.sk  
www.eur-med.sk

# НАША ФИЛОСОФИЯ /НАША ИСТОРИЯ

Основной нашей целью является удовлетворение потребностей клиентов.

Благодаря своему более чем шестидесятилетнему опыту в производстве и разработке стоматологического оборудования, компания DIPLOMAT DENTAL неизменно ассоциируется с высоким качеством и непревзойденной надежностью.

Богатая событиями история компании началась в 1952 году, когда новая фабрика в городе Пиештяны получила лицензии на производство и сервис стоматологической техники для пражского завода Лечебная механика, позднее переименованного в Chirana-Praha.

С 1997 года завод Chirana-Dental в городе Пиештяны является независимым предприятием, унаследовавшим всю впечатляющую историю компании начиная с 1952 года. В 1997 году компания начала проводить активную политику по улучшению производственных технологий и генеральной реконструкции производственных помещений. В том же году было принято решение, что компания отныне будет специализироваться исключительно на производстве стоматологического оборудования. А чуть позже, продукция завода была представлена на рынке под новой маркой



DIPLOMAT. В 2012 году руководством компании было принято решение об изменении названия с Chirana-Dental на DIPLOMAT DENTAL, ознаменовавшее начало новой главы в истории компании.

Стоматологические установки DIPLOMAT обладают безупречными характеристиками и отвечают требованиям самых взыскательных профессионалов.

В соответствии с нашей философией **«Evolution in Practice»**, наша продукция постоянно совершенствуется и обновляется в соответствии с новейшими разработками в области эргономики, принципами гигиены, безопасности и комфорта пациента, оптимизации работы врача. Благодаря работе наших специалистов, мы не только следуем современным тенденциям, но и сами создаем их.

Мы стараемся соответствовать высоким ожиданиям клиентов не только при производстве нашего оборудования: специалисты авторизованных сервисных центров всегда готовы оказать оперативную квалифицированную помощь.

Одним из наших основополагающих принципов является обратная связь с клиентами. Мы внимательно рассматриваем пожелания и комментарии наших заказчиков, стараясь создавать оборудование, удовлетворяющее требованиям современных стоматологов.

# DA 270 / DA 280

DIPLOMAT ADEPT

/

DIPLOMAT ADEPT



## DA 270 / DA 280

DIPLOMAT ADEPT / DIPLOMAT ADEPT

**Столик врача DA270**

Столик врача рассчитан на пять инструментов с подсветкой. Управление стоматологической установкой и креслом пациента осуществляется при помощи мембранной или сенсорной клавиатуры. Современная электроника позволяет пользователю сохранять до восьми индивидуальных настроек для инструмента, а также установить цифровую систему контроля количества охлаждающей воды для каждого инструмента.

**Рабочее пространство**

Дизайн установки гарантирует легкий и комфортный доступ к пациенту со стороны врача и ассистента. Оптимально организованные рабочие поверхности обеспечивают удобный и безопасный доступ к наконечникам и инструментам.

**3D-подголовник**

3D система шарниров позволяет легко изменять положение подголовника в любом направлении. Технология 3D обеспечивает более высокий уровень эргономии и комфорта в работе врача, и обеспечивает надежную поддержку для головы и шеи пациента.

**Diplomat Adept DA270 / DA280 - станьте ближе к своим пациентам**

Благодаря специальной конструкции и встроенным приводным механизмам, стоматологические установки DA270 (верхняя подача) и DA280 (нижняя подача) отличаются широким диапазоном регулирования положений кресла, а также контролем движения сиденья и спинки, что позволяет врачу свободно и без напряжения работать, находясь в непосредственной близости к пациенту. Управлять движениями кресла можно как со столика врача, так и при помощи педали. Встроенные элементы безопасности гарантируют комфортную и безопасную работу. Эти установки можно оснастить медицинским монитором.

## DA 270 / DA 280

DIPLOMAT ADEPT / DIPLOMAT ADEPT



## Diplomat Adept DA270 / DA280

Благодаря новой системе механизмов движения кресла, стационарные установки DA270 / DA280 обеспечивают максимально простое управление перемещениями кресла. Конструкция установок позволяет организовать рабочее пространство максимально эффективно, а система электропневматического торможения консоли врача и управление поворотом чаши плевательницы обеспечат дополнительный комфорт во время лечения. Блок ассистента на 5 инструментов можно дополнить интраоральной камерой в качестве дополнительного шестого инструмента.

**Столик врача DA280**

Столик врача с нижней подачей оснащен высококачественными инструментами, разработанными швейцарской компанией Bien-Air. Сенсорная клавиатура гарантирует максимально удобное управление, легкую очистку поверхности и высокую надежность. Пантографическое плечо столика врача доступно как в стандартной, так и в укороченной версии.

**Блок ассистента**

Блок ассистента предлагается в трех версиях:

- 1 – пантографическое плечо, регулируемое по высоте.
- 2 – стандартное поворотное плечо с держателем на три позиции.
- 3 – слюноотсос-эжектор.

**Регулируемый подлокотник**

Теперь процесс лечения будет ещё более комфортным и эргономичным. Благодаря специальному поворотному правому подлокотнику и удобному фиксированному подлокотнику с левой стороны, пациент будет чувствовать себя в кресле абсолютно комфортно и расслабленно даже во время сложных операций.



# DC 310 / DL 210

DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT LUX



## Столик врача DC310

При помощи мембранной (или сенсорной, согласно пожеланиям заказчика) клавиатуры, врач может управлять всеми функциями стоматологической установки и кресла, а эргономичный трей-столик позволит держать все необходимые инструменты и материалы под рукой.



## Варианты моделей

Мы предлагаем стоматологические установки DC310 и DL210 в двух вариантах: полустационарные и навесные. Преимуществом полустационарной конструкции является перемещение кресла независимо от столика врача.

## Diplomat Consul DC310 / Diplomat Lux DL210 - идеальное соотношение цены и передовых технологий

Модели DC310 (верхняя подача) и DL210 (нижняя подача) представлены в двух вариантах: навесные и полустационарные. Пантографическое плечо столика врача с электропневматическим или механическим тормозом позволяет удобно и быстро устанавливать его в необходимом рабочем положении. Поворотом чаши плевательницы возможно управлять как со столика врача, так и с блока ассистента. Блок ассистента оснащен мембранной клавиатурой для управления отдельными функциями установки.



## Монитор

Медицинский монитор может входить в состав каждой стоматологической установки DIPLOMAT.





### Diplomat Consul DC310 / Diplomat Lux DL210

Уникальный дизайн этих моделей позволяет разместить энергоблок непосредственно в кресле пациента (модели DE20, DM20). В комплектации с креслом DM20 имеется по 5 программируемых положений кресла для двух врачей. Место ассистента представлено в двух вариантах: 1 – поворотное плечо с держателем на три позиции. 2 – пантографическое плечо с механической или электропневматической системой торможения.

# DC 310 / DL 210 / CART

DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT LUX

#### Столик врача DL210

Столик врача с нижней подачей рассчитан на пять инструментов. Современная электроника позволяет устанавливать до четырех ротационных инструментов, а также систему контроля количества охлаждающей воды для каждого из инструмента. Пантографическое плечо столика врача с регулируемой высотой и электропневматической системой торможения, доступны как в стандартной, так и в укороченной версии.

#### Версия CART

Стоматологическая установка Diplomat Lux DL210 также представлена в мобильной версии CART с регулируемым по высоте столиком.



# DC 170 / DC 180

DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT CONSUL





# DC 170 / DC 180

DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT CONSUL



## Diplomat Consul DC170 / DC180 - функциональность и комфорт

Обе модели представляют собой стоматологические установки навесного типа с верхней (DC170) и нижней (DC180) подачей инструментов. На обеих моделях столик врача рассчитан на пять инструментов, блок ассистента – на шесть. Компактный и элегантный дизайн, широкий выбор инструментов, простой уход и очистка: DC170 и DC180 – идеальное сочетание функциональности и комфорта.

### Столик врача DC170

Конструкция столика врача с верхней подачей рассчитана на пять инструментов с подсветкой. Максимально простое и удобное управление функциями установки с помощью мембранной клавиатуры и вместительный трей-столик, доступный в двух версиях, позволяют врачу оптимально организовать рабочий процесс.




### Гидроблок

Для стоматологических установок DC170 и DC180 предлагаются два вида гидроблока: с фиксированной или вращающейся чашей плевательницы. Для каждого из типов доступны два типа конфигурации блока ассистента: блок со слюноотсосом-эжектором или блок ассистента на шесть инструментов.



**Рабочее пространство**

Дизайн установки позволяет врачу и ассистенту свободно и без напряжения работать, находясь в непосредственной близости к пациенту.

**Diplomat Consul DC170 / DC180**

Обе модели прекрасно подходят стоматологам, предпочитающим простоту управления и надежность. Современная универсальная электроника позволяет использовать большое разнообразие инструментов от ведущих производителей, будь то скайлер или полимеризационная лампа. «Симметричный» дизайн позволяет при необходимости легко перестраивать установку и для левшей. Также установки этих моделей можно дополнительно оснастить системой контроля количества охлаждающей воды для каждого инструмента.

# DC 170 / DC 180 / ORTO

DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT CONSUL

**Столик врача DC180**

На пятипозиционном столике врача DC180 установлена усовершенствованная мембранная клавиатура и эргономичный трей-столик. Также сбоку находится стерилизуемая ручка, позволяющая легко изменять положение столика врача.

**Diplomat Consul DC170 Orthodontics**

Навесная стоматологическая установка модели DC170 Orthodontics создана с учетом всех особенностей работы врача-ортодонта. Для большего комфорта при проведении процедур челюстной ортопедии, модель Orthodontics оснащена специальным блоком врача, а также вместительным столиком для инструментов, позволяющим держать все необходимое для работы под рукой.



**Цветовые решения**

Широкая цветовая гамма для отдельных элементов (керамическая чаша, обивка, и т.д.) установки обеспечивает разнообразные варианты сочетаний.

**Diplomat Adept DA170 / DA130****– стационарные установки нового поколения!**

Благодаря специальной конструкции, стоматологические установки DA170 (верхняя подача) и DA130 (нижняя подача) отличаются впечатляющим диапазоном регулирования высоты кресла, обеспечивая тем самым прекрасный доступ к пациенту. Оригинальный дизайн DIPLOMAT, сосредоточенный на эргономике и надежности, не оставит равнодушными даже самых требовательных профессионалов. Установки укомплектованы креслом с пятью программируемыми позициями. Также, согласно пожеланиям заказчика, возможна установка поворотной или фиксированной чаши плевательницы.

**Столик врача DA170**

Столик врача DA170 рассчитан на пять инструментов с подсветкой. Современная универсальная электроника позволяет использовать инструменты от ведущих мировых производителей.

**Блок ассистента**

Варианты комплектации блока ассистента:

- 1 – слюноотсос-эжектор.
- 2 – держатель на три позиции: большой и малый аспираторы, стоматологический шприц.



**Рабочее пространство**

Дизайн установки гарантирует легкий и комфортный доступ к пациенту со стороны врача и ассистента, позволяет эффективно организовать рабочее пространство. Оптимально организованные рабочие поверхности обеспечивают удобный и безопасный доступ к наконечникам и инструментам.

**Diplomat Adept DA170 / Diplomat Adept DA130**

Обе модели установок прекрасно подходят для всех областей стоматологии. Модели пользуются большой популярностью среди врачей благодаря своим техническим параметрам, простому обслуживанию и надежной работе. Всеми функциями установок возможно управлять как с клавиатуры, так и при помощи педали. Компактный дизайн позволяет максимально эффективно организовать рабочее пространство, а широкий выбор оснащения, несомненно, удовлетворит пожелания современных стоматологов.

**DA 170 / DA 130 / DA 110A**

DIPLOMAT ADEPT / DIPLOMAT ADEPT / DIPLOMAT ADEPT

**Diplomat Adept DA110A**

DA110A – обновленная и улучшенная версия модели Diplomat Adept DA110A, представляет собой стационарную установку с нижней подачей. Столик врача, рассчитан на 4 инструмента и расположен на пантографическом или «жестком» плече. Всеми функциями установки можно управлять со столика врача или при помощи педали. В стандартную комплектацию входит съемная стерилизуемая чаша плевательницы. По специальному заказу установку также можно комплектовать негатоскопом.

**Столик врача DA130**

Столик врача с нижней подачей рассчитан на пять инструментов. Электроника позволяет устанавливать до трех ротационных инструментов. В стандартную комплектацию входит лоток для инструментов.

# DE 20 / DM 20

DIPLOMAT



## DM20

Пять программируемых позиций. Совместимость со всеми моделями стоматологических установок DIPLOMAT. Рабочие позиции от 390 до 795 мм ± 10 мм. Встроенный в кресло энергоблок (опция). Блокировка движения кресла в случае встречи с препятствием, а также при снятии инструмента из гнезда. Подголовник из нержавеющей стали с 3D шарниром. Установка правого откидного подлокотника (по специальному заказу). 2 типа опоры спины для DM20 – узкая и широкая.

## DE20

Одна программируемая позиция (дополнительная опция: +5 программируемых положений). Совместимость со всеми моделями стоматологических установок DIPLOMAT. Рабочие позиции от 390 до 755 мм ± 10 мм. Встроенный в кресло энергоблок (опция). Блокировка движения кресла в случае встречи с препятствием, а также при снятии инструмента из гнезда. Подголовник из нержавеющей стали, оснащенный 3D шарниром, позволяющим легко приводить подголовник в любое необходимое положение. (опция). 2 типа опоры спины – узкая и широкая.

# АКСЕССУАРЫ

DIPLOMAT

## Педали ножного управления

Установки и кресла управляются при помощи педалей. Полная совместимость стоматологического кресла и установки позволяет использовать универсальные педали UNO или NOK с плавной регулировкой, комбинированный переключатель NOK с бесступенчатой регулировкой, а также педаль Marquardt (без функции плавная регулировка).



## Стоматологические светильники

Стоматологический операционный безтеневого светильник Xenos разработан по современной LED-технологии. Xenos-LED излучает гомогенный свет с максимальной интенсивностью в 30 000 lx и оптимальной цветовой температурой. Четкая форма и размер светового пятна обеспечивают врачу высочайшую точность освещения. Безтеневого стоматологический операционный светильник Sirius в основном варианте комплектации – белый, но его можно заказать также в других цветовых вариантах: синий или зеленый.



## Трей столики

Все стоматологические установки Diplomat могут быть укомплектованы дополнительными трей-столиками с одним или двумя лотками из нержавеющей стали.



## D10L

## DIPLOMAT СТУЛЬЯ

DIPLOMAT DENTAL предлагает обновленные модели стульев D10L со спинкой, а также стулья типа седло. Обновленная конструкция стульев позволяет врачу и ассистенту проводить лечение не только стандартно, но и работать с микроскопом, соблюдая при этом эргономичное положение. Из широкого ассортимента предлагаемых обивок, каждый сможет выбрать желаемый оттенок для создания неповторимого интерьера своего рабочего кабинета. На все стулья D10L возможна установка опоры для ног.



## КОМПРЕССОРЫ

## DIPLOMAT



KD 109/109B



KD 124/124B



KD A04B



KD 124AB



KD 224D

	ресивер	производительность 5 бар	макс. давление	потребляемая мощность	уровень шума	габариты	габариты кожуха
KD 109	9 л	60 л/мин	7 бар	930 Вт	70 Дб	370x480x360	
KD 109B	9 л	60 л/мин	7 бар	930 Вт	58 Дб		460x550x430
KD 224 D	24 л	120 л/мин	7 бар	1,25 кВт	70 Дб	450x450x650	
KD 124	24 л	60 л/мин	7 бар	930 Вт	58 Дб		630x770x820
KD 124 B	24 л	60 л/мин	7 бар	930 Вт	58 Дб		560x640x1270
KD 124 AB	24 л	60 л/мин	7 бар	930 Вт	72 Дб	450x600x700	
KD 224 DB	24 л	120 л/мин	7 бар	1,25 кВт	62 Дб		630x770x820
		<b>Расход</b>	<b>максимальное разрежение</b>	<b>мощность двигателя</b>			
KD A04 B		320 л/мин	120 мбар	400 Вт			370x310x370
KD 124 AB		320 л/мин	120 мбар	400 Вт			560x640x1270