
**СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ**



СЕНТЯБРЬ 2009

3. Компрессоры для стоматологических установок Еком Словакия



	ДК 50	ДК 50-10	
Номинальное напряжение	230/50(60)	230/50(60)	В/Гц
Мощность двигателя	0.75	0.75	кВт
Производительность компрессора	70	70	л.мин ⁻¹ /5 бар
Рабочее давление компрессора	4.5-6	4.5-6	бар
Объем резервуара воздуха	5	10	л
Уровень шума без корпуса	66	66	дБ(А)
в закрытом корпусе	50	50	дБ(А)
Без шкафа	34	36	кг
В шкафу	46	49	кг
Размеры - Без шкафа	200 x 430 x 495	330 x 430 x 525	мм
Размеры - В шкафу	380 x 525 x 575	420 x 525 x 620	мм
Цена в шкафу	48116 р.	50186 р.	
Цена без шкафа	41262 р.	42504 р.	



	PLUS	2V	
Номинальное напряжение	230/50(60)	230/50(60)	В/Гц
Мощность двигателя	0.75	1.1	кВт
Производительность компрессора	70	120	л.мин ⁻¹ /5 бар
Рабочее давление компрессора	4.5-6	5-7	бар
Объем резервуара воздуха	25	25	л
Уровень шума	Без шкафа	66	дБ(А)
В шкафу	51	53	дБ(А)
Масса	Без шкафа	44	кг
В шкафу	73	83	мм
Размеры (ш x г x в)	Без шкафа	460x460x690	мм
В шкафу	550x550x790	550x600x790	мм
Цена	В шкафу	62008 р.	89654 р.
	Без шкафа	47472 р.	67804 р.
С сушкой (DRY)	В шкафу	91908 р.	118 864 р.
	Без шкафа	75854 р.	95956 р.



	DUO/DUOT	DUO-2V	DUO 2	
Номинальное напряжение	230/50(60)	230/50(60)	230/50(60)	В/Гц
Мощность компрессора	70	140	140	л.мин ⁻¹ /5 бар
Рабочее давление компрессора	4.5-6.0	5.0-7.0	5.0-7.0	бар
Объем резервуара воздуха	25	25	25	л
Максим. расход отсасывателя	1100	1100	2x1100	л.мин ⁻¹
Максим. разрежение отсасывателя	12	12	12	кПа
Напряжение/ток для	24/0.1	24/0.1	24/0.1	В/А DC или AC
Уровень шума	49	53	53	дБ(А)
Масса	103	112	123	кг
Размеры (ш x г x в)	550 x 550 x 1250	550 x 600 x 1250	550 x 600 x 1250	мм
Цена	98072 р.	128 662 р.	150 834 р.	
С сушкой (DRY)	127 006 р.	157 458 р.	179 860 р.	



	2V/110	2x2V/110	
Номинальное напряжение	230/50(3x400/50)	230/50(3x400/50)	В/Гц
Мощность двигателя	1.1	2x1.1	кВт
Производительность компрессора	120	240	л.мин ⁻¹ /5 бар
Рабочее давление компрессора	5-7	5-7	бар
Объем резервуара воздуха	110	110	л
Уровень шума	68	70	дБ(А)
Масса	68	106	кг
Размеры (ш x г x в)	1090 x 430 x 870	1090 x 430 x 870	мм
Цена	В шкафу	156 216 р.	199 686 р.
	Без шкафа	89470 р.	133 998 р.
С сушкой (DRY)	В шкафу	203 274 р.	255 070 р.
	Без шкафа	136 574 р.	189 336 р.




	DO 2.1	
Номинальное напряжение	230/50	В/Гц
Melovity prikol	450	ВА
Максимальный расход	1100	л.мин ⁻¹
Максимальное разрежение	12	кПа
Управляющее напряжение	24/0.1	В/А DC/AC
Масса	без шкафа в шкафу	15 27
Размеры (ш x Г x в)	без шкафа	330 x 430 x 450
	в шкафу	420 x 525 x 620
Цена	в шкафу	36386 р.
	без шкафа	30222 р.
	в шкафу 24В	36800 р.
	без шкафа 24В	30682 р.

	ASPINA	
Номинальное напряжение/частота	230/50	В/Гц
Максимальный расход	1100	л. мин ⁻¹
Максимальное разрежение	12	кПа
Масса	38	кг
Размеры (ш x Г x в)	350 x 565 x 860	мм
Цена	63848 р.	



	4x2VТ	6x2VТ	9x2VТ	12x2VТ	15x2VТ	
Номинальное напряжение	3x400/56	3x400/56	3x400/56	3x400/56	3x400/56	В/Гц
Производительность компрессора	480	720	1080	1440	1800	л.мин ⁻¹
Рабочее давление компрессора	5-7	5-7	5-7	5-7	5-7	бар
Объем резервного воздуха	220	330	330	330	330	л
Уровень шума	73	74	75	75	83	дБ (А)
Масса	360	450	540	655	745	кг
Размеры (ш x Г x в)	2460 x 1740 x 550	2460 x 1740 x 550	2910 x 1740 x 550	3460 x 1740 x 550	3910 x 1520 x 550	мм
Цена	410 734 р.	585 580 р.	819 168 р.	1 095 950 р.	1 320 706 р.	