


КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



KENDA[®]
DENTAL POLISHERS



Выбор настоящих профессионалов!

Содержание:

		Держатель:
Терапия	KENDA MAXIMUS	RA
	KENDA NOBILIS	RA
	KENDA UNICUS	RA
	KENDA HYBRID	RA
	DISPOSABLE KENDA G.P.S.	RA
	KENDA G.P.S. DELUXE	RA
	DISPOSABLE KENDA BIG JOB	RA
	KENDA COMPOSITE MICROFILL	RA
	KENDA COMPLETE	RA
	KENDA C.G.I.	RA
	KENDA ALL CERAMIC	RA
	KENDA DIAGUM	RA
	KENDA PROPHY	RA
	KENDA PLANUS	RA
	KENDA AMALGAM	RA
	KENDA PRECIOUS METALS	RA
	KENDA PRACTICUS	
	KENDA ESTHETIC SET	
Лаборатория	KENDA ZIRCONIUM	HP
	KENDA HIGH END	HP
	KENDA QUEEN	HP
	KENDA ACRYLIC BLUE	HP
	KENDA BESTFLEX	HP
	KENDA RED	HP
	KENDA YELLOW LINE	HP
	KENDA GRASS-GREEN	HP
	KENDA PRECIOUS UNIVERSAL METALS	HP
	KENDA DIAGUM	HP
	KENDA HYBRID	HP
	KENDA UNIVERSAL	HP
	KENDA WHEEL & KNIFE	без держателя
	KENDA WHEEL & KNIFE	без держателя
	KENDA 244-BLUE	

Содержание:	Стр.
Composite Nanofill, Microhybrid, Microfill	K- 4
Composite + Ceramic	K- 5
Composite + Ceramic final polishers	K- 7
Composite Hybrid	K- 9
Composite + Compomere 	K-11
Composite + Compomere	K-11B
Finishing + polishing of all Composites 	K-12
Composite Microfill	K-13
Composite + Compomere + Amalgam + Gold	K-14B
Composite + Compomere	K-15
All Ceramic	K-17
Ceramic	K-18
Prophylaxis	K-19
Acrylic denture	K-20B
Amalgam	K-21
Metal	K-22
autoclavable Polisher + Bur caddy	K-23
Composite + Ceramic finishing + polishing set	K-24
Zirconoxide and pressed Ceramic	K-25
All Ceramic	K-26
Acrylic denture	K-27
Dentures	K-28
Flexible dentures	K-28B
Flexible dentures	K-29
Acrylic denture finishing set	K-30
Metal, Acrylic	K-31
Metal	K-32
Ceramic	K-33
Composite	K-34
Precious Alloys	K-35
Metal	K-37
Ceramic + Titanium	K-38
Lab High Shine Polishing Paste	K-39

Полиры для нанокомпозитов, микрогибридов и микрофильных композитов

KENDA MAXIMUS

Одношаговая алмазная полировочная система.

Превосходное решение для точных контактов и сияющего блеска. Скорость и давление - единственные помощники при работе с полирами KENDA MAXIMUS. Увеличивая давление на поверхность Вы шлифуете поверхность, уменьшая скорость и давление Вы создаете глянцевую поверхность. Одношаговая система экономит Ваше время и силы.




Набор 380






"Протестировано в Швейцарском университете в Цюрихе."



Номер для заказа 0384 0385 0386 0388 0389 0390

Размер ØxL mm	5x8	6,5x10	3x7	5x10	10x1	9x8,5
ISO No.	808 204...	030 493 050	030 493 060	243 493 030	243 493 050	303 493 100 030 493 090
Зернистость	очень мелкая					
Цвет	светло-бежевый					
	5000 - 7500 RPM					

	Упаковка из:	6, 12, 25, 100
	Давление:	0,3 - 2 N
	Автоклавирование:	135°C, 275°F
	Держатель:	RA, Сталь
	Класс опасности:	класс 2a

Полиры для композитов и керамики

KENDA NOBILIS 

Одношаговая алмазная полировочная система


Только один полир для эффективного шлифования и полирования реставраций из композитов и керамики. Не требует смены инструмента при обработке керамики и композитов. Благодаря мягкой и гибкой форме полира получается отличный результат.

Рекомендация:

KENDA UNICUS Одношаговый полир для придания блеска (стр. К-7).



Набор 0300



Номер для заказа 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310





Размер Ø x L mm 5,4x13 5x8 10x2 5x8 6,5x10 3x7 3x6 5x10 10x1 9x8,5

ISO No. 808 204... 243 512 055 243 512 050 304 512 100 030 512 050 030 512 060 243 512 030 235 512 035 243 512 050 303 512 100 030 512 090

Зернистость Мелкая

Цвет фиолетовый

7500 - 10000 RPM

-  Упаковка из: 6, 12, 25, 100
-  Блистеры из: 6x1, 6x2, 72x1, 72x2
-  Давление: 0,3 - 2 N
-  Автоклавирование: 135° C, 275° F
- Держатель: RA, Сталь
- Класс опасности: класс 2a

Полиры для финальной работы с композитами и керамикой

KENDA UNICUS

Одношаговая алмазная полировочная система.

Одношаговая алмазная полировочная система с ультратонким наполнителем для финишной полировки всех видов композитов и керамики. Идеальная гибкость полира придает высочайшую степень блеска. Предотвращает образование налета и камней.

Рекомендация:

KENDA NOBILIS Одношаговый полир для шлифовки и финишной полировки. (стр. K-5)



Набор 0350



Номер для заказа	0351	0352	0353	0354	0355	0356	0357	0358	0359	0360
------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------





Размер Ø x L мм	5,4x13	5x8	10x2	5x8	6,5x10	3x7	3x6	5x10	10x1	9x8,5
-----------------	--------	-----	------	-----	--------	-----	-----	------	------	-------

ISO No.	808 204...	243 492 055	243 492 050	304 492 100	030 492 050	030 492 060	243 492 030	235 492 035	243 492 050	303 492 100	030 492 090
---------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Зернистость	очень мелкая
-------------	--------------

Цвет	оранжевый
------	-----------

	7500 - 10000 RPM
---	------------------

-  Упаковка из: 6, 12, 25, 100
-  Блистеры из: 6x1, 6x2, 72x1, 72x2
-  Давление: 0,3 - 2 N
-  Автоклавирование: 135° C, 275° F
- Держатель: RA, Сталь
- Класс опасности: класс 2a

Полир для композитов

KENDA HYBRID

Двухшаговая полировочная система.

Специальные твердые полиры для всех гибридных композитов. Серые полиры разработаны для шлифовки реставраций гибридных композитов. Розовые полиры финишные, состав алмазного наполнителя дает прекрасный блеск в секунды - огромная экономия времени.




DENTAL ADVISOR RATING 4,5





+++++



Набор 790



Номер для заказа	0004	0005	0006	0008	0009	0010	0104	0105	0106	0108	0109	0110		
Размер Ø x L mm	5x8	6,5x10	3x7	5x10	10x1	9x8,5	5x8	6,5x 10	3x7	5x10	10x1	9x8,5		
ISO Nr.	638 204...	030 513 050	030 513 060	243 513 030	243 513 050	303 513 100	030 513 090	802 204...	030 493 050	030 493 060	243 493 030	243 493 050	303 493 100	030 493 090
Зернистость	Мелкая						очень мелкая							
Цвет	Светло-серый						Бледно-розовый							
⊖	7500 - 10000 RPM						5000 - 7500 RPM							

-  Упаковка из: 6, 12, 25, 100
-  Блистеры из: 6x1, 6x2, 72x1, 72x2
-  Давление: 0,3 - 2 N
-  Автоклавирование: 135° C, 275° F
- Держатель: RA, Сталь
- Класс опасности: класс 2a

Полиры для композитов и компомеров – одноразовые


DISPOSABLE KENDA G.P.S. 


Двухшаговая алмазная полировочная система.






Полиры для всех реставраций из композитов и компомеров. Серые полиры для шлифовки и сглаживания поверхности, а белые для получения сияющей поверхности на длительное время. Одноразовый полир экономит стоимость стерилизации и Ваше время.



Набор PS0400



Номер для заказа	PS 0409	PS 0411	PS 0412	PS 0459	PS 0461	PS 0462
Размер Ø x L mm	10x1	6x7,5	5x10	10x1	6x7,5	5x10
ISO No.	808 204... 303 513 100	030 513 060	243 513 050	303 493 100	030 493 060	243 493 050
Зернистость	Мелкая			очень мелкая		
Цвет	Светло-зеленый			Светлобежевый		
	5000 RPM			5000 RPM		

-  Упаковка из: 6, 12, 25, 100
-  Давление: 0,3 - 1N
-  Держатель: RA, Медицинский пластик
-  Класс опасности: класс 2a
-  одноразовый

ПОЛИРЫ ДЛЯ КОМПОЗИТОВ И КОМПОМЕРОВ

KENDA G.P.S. DELUXE 



Двухшаговая алмазная полировочная система




Эта стерилизуемая многофункциональная алмазная полировочная система предназначена для получения особо гладкой поверхности и придания бриллиантового блеска. Подходит для всех видов композитов и компомеров.



Набор 0400



Номер для заказа	0406	0409	0411	0413	0456	0459	0461	0463	
Размер Ø x L mm	3x7	10x1	6x7,5	4x9	3x7	10x1	6x7,5	4x9	
ISO No.	808 204...	243 513 030	303 513 100	030 513 060	243 513 040	243 503 030	303 503 100	030 503 060	243 503 040
Зернистость	мелкая				очень мелкая				
Цвет	светло-серый				светло-бежевый				
	7'500 - 10'000 RPM				5'000 - 7'500 RPM				
 max.	10'000 RPM				10'000 RPM				

	Упаковка из:	6, 12, 25, 100
	Давление:	0,3 - 2 N
	Автоклавирование:	135°C, 275°F
	Держатель:	RA, Сталь
	Класс опасности:	класс 2a

Полиры для шлифовки и полировки всех композитов – одноразовые

DISPOSABLE KENDA BIG JOB

Одношаговая полировочная система.

Полиры одноразового использования предназначены для шлифовки и полировки всех композитов. Специально изготовлены для быстрой работы с большими реставрациями. Одноразовый полир экономит стоимость стерилизации и Ваше время.

Рекомендация:

Для придания блеска использовать полиры G.P.S. (стр. K-11).



Набор PS4100



Номер для заказа	PS 4109	PS 4111	PS 4112
------------------	---------	---------	---------






Размер Ø x L mm	10x1	6x7,5	5x10
-----------------	------	-------	------

ISO No.	638 204...	303 513 100	030 513 060	243 513 050
---------	------------	-------------	-------------	-------------

Зернистость	Мелкая
-------------	--------

Цвет	Белый
------	-------

⊙	5000 RPM
---	----------

-  Упаковка из: 6, 12, 25, 100
-  Давление: 0,3 - 1N
-  Держатель: RA, Медицинский пластик
-  Класс опасности: класс 2a
-  одноразовый

Полиры для микрофильных композитов

KENDA COMPOSITE MICROFILL

Двухшаговая полировочная система.





Лидер продаж среди полиров для микрофильных композитов. Желтые полиры предназначены для шлифовки любых микрофильных композитов, а так же для простого удаления остатков цемента на ортодонтических брекетах. Голубые полиры придают идеальный блеск.



Набор 750



Номер для заказа	4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	4008	5001	5002	5003	5004	5005	5006	5007	5008		
Размер Ø x L mm	5,4x13	5x8	10x2	5x8	6,5x10	3x7	3x6	5x10	5,4x13	5x8	10x2	5x8	6,5x10	3x7	3x6	5x10		
ISO No.	638 204...	243 512 055	243 512 050	304 512 100	030 512 050	030 512 060	243 512 030	235 512 035	243 512 050	638 204...	243 492 055	243 492 050	304 492 100	030 492 050	030 492 060	243 492 030	235 492 035	243 492 050
Зернистость	Мелкая								очень мелкая									
Цвет	Желтые								Голубые									
⊙	7500 - 10000 RPM								5000 - 7500 RPM									

-  Упаковка из: 6, 12, 25, 100
-  Блистеры из: 6x1, 6x2, 72x1, 72x2
-  Давление: 0,3 - 2 N
-  Автоклавирование: 135° C, 275° F
- Держатель: RA, Сталь
- Класс опасности: класс 2a

ПОЛИРЫ ДЛЯ КОМПОЗИТОВ, КОМПОМЕРОВ, АМАЛЬГАМЫ И ЗОЛОТА

KENDA COMPLETE

Двухшаговая полировочная система

Универсальные полиры по благоприятной цене.




Для реставраций из любых композитов, компомеров и амальгамы, для золота и зубной эмали. Износостойкие предварительные полиры дают гладкую окончательную поверхность. При помощи финишных полиров достигается отличная поверхность с долговечным блеском.



Набор 0500



Номер для заказа	0503	0505	0513	0553	0555	0563		
Размер Ø x L mm	10x2	6,5x10	4x9	10x2	6,5x10	4x9		
ISO No.	658 204...	304 523 100	030 523 060	243 523 040	658 204 ...	304 513 100	030 513 060	243 513 040
Зернистость	Средняя			Мелкая				
Цвет	светом рубинового цвета			серый с голубым отливом				
⌚	7500 - 10000 RPM			5000 - 7500 RPM				

-  Упаковка из: 6, 12
-  Блистеры из: 0,3 - 2 N
-  Автоклавирование: 135° C, 275° F
- Держатель: RA, Сталь
- Класс опасности: класс 2a

Полиры для композитов, компомеров и стеклоиономеров

KENDA C.G.I.

Трехшаговая полировочная система.

3-х шаговая полировочная система для универсальных композитов, компомеров и стеклоиономеров. Для обработки и предварительной полировки (белые), для сглаживания и шлифовки (зеленые) и для создания блеска (розовые).



Набор 900



Номер для заказа	905-C	908-C	909-C	910-C	905-M	908-M	909-M	910-M	905-F	908-F	909-F	910-F	
Размер Ø x L мм	6,5x10	5x10	10x1	9x8,5	6,5x10	5x10	10x1	9x8,5	6,5x10	5x10	10x1	9x8,5	
ISO No.	638 204...	030 532 060	243 532 050	303 532 100	030 532 090	030 512 060	243 512 050	303 512 100	030 512 090	030 492 060	243 492 050	303 492 100	030 492 090
Зернистость	Грубая				Средняя				Мелкая				
Цвет	Белый				Зеленый				Розовый				
⊙	7500 RPM				3000-7500 RPM				3000-7500 RPM				

	Упаковка из:	6, 12, 25, 100
	Блистеры из:	6x1, 6x2, 72x1, 72x2
	Давление:	0,3 - 2 N
	Автоклавирование:	135° C, 275° F
	Держатель:	RA, Сталь
	Класс опасности:	класс 2a

Полиры для всех видов керамики и оксида циркония

KENDA ALL CERAMIC

Двухшаговая алмазная полировочная система.


Эти полиры предназначены для шлифовки и полировки коронок и мостов из всех видов керамики, пресс-керамики, оксида циркония, оксида алюминия. Используется для полировки краев оксида циркония, контактных пунктов и окклюзионных поверхностей.






Набор 0200



Номер для заказа 0215 0216 0218 0219 0225 0226 0228 0229

Размер Ø x L mm	6,5x10	3x7	5x10	10x1	6,5x10	3x7	5x10	10x1	
ISO No.	808 204...	030 523 060	243 523 030	243 523 050	303 523 100	030 503 060	243 503 030	243 503 050	303 503 100
Зернистость	Средняя				Мелкая				
Цвет	Темнобордовый				Светло-бордовый				
	10 000 RPM				5000 - 7500 RPM				

	Упаковка из:	6, 12, 25, 100
	Давление:	0,3 - 2 N
	Автоклавирование:	135°C, 275°F
	Держатель:	RA, Сталь
	Класс опасности:	класс 2a

Полиры для керамики

KENDA DIAGUM

Двухшаговая полировочная система.





Двухшаговая полировочная система для шлифовки и полировки керамики. Финишные полиры (коричневые) максимально наполнены мельчайшим алмазным абразивным наполнителем с самозатачивающимися гранями для максимальной эффективности.



Набор 780



Номер для заказа	6001	6002	6003	6004	6005	6006	6007	6008		X003	X004	X005	X006	X007	X008	
Размер Ø x L mm	5,4 x13	5x8	10x2	5x8	6,5x10	3x7	3x6	5x10		10x2	5x8	6,5x10	3x7	3x6	5x10	
ISO No.	652 204...	243 524 055	243 524 050	304 524 100	030 524 050	030 524 060	243 524 030	235 524 050	243 524 050	802 204...	304 494 100	030 494 050	030 494 060	243 494 030	235 494 035	243 494 050
Зернистость	Средняя								очень мелкая							
Цвет	Серые								Темно-розовые							
⊖	7500 - 10000 RPM								5000 - 7500 RPM							

-  Упаковка из: 6, 12, 25, 100
-  Блистеры из: 6x1, 6x2, 72x1, 72x2
-  Давление: 0,3 - 2 N
-  Автоклавирование: 135° C, 275° F
- Держатель: RA, Сталь
- Класс опасности: класс 2a

Полиры для профилактики


KENDA PROPHY

Одношаговая полировочная система.

Одношаговая полировочная система для профилактики. Разработана для профессиональной очистки зубов без использования полировочной пасты. Прекрасный полир для удаления налета и камней.



Набор 5100



Номер для заказа 5105 5106 5108 5110




Размер Ø x L мм 6,5x10 3x7 5x10 10x1

ISO No. 658 204... 030 512 060 243 512 030 243 512 050 303 512 100

Зернистость Мелкая

Цвет Голубой

⊖ 10000 RPM

-  Упаковка из: 6, 12, 25, 100
-  Давление: 0,3 - 2 N
-  Автоклавирование: 135°C, 275°F
- Держатель: RA, Сталь
- Класс опасности: класс 2a

ПОЛИРЫ ДЛЯ ПРОТЕЗОВ

KENDA PLANUS

Двухшаговая система для сглаживания и полировки

Эта стерилизуемая система разработана для сглаживания мест "наминов" и достижения прекрасной поверхности с высокой степенью блеска, подходит для работы с ортодонтическими аппаратами.



Набор 0600



Номер для заказа 0601

0608

0611

0618

Размер Ø x L mm	5,4x13	5x10	5,4x13	5x10
ISO No.	638 204... 243 533 055	243 533 050	658 204 ... 243 513 055	243 513 050
Зернистость	Мелкая		очень мелкая	
Цвет	известково-зеленый		серый	
⊙	7'500 - 10'000 RPM		5'000 - 7'500 RPM	
⊙ max.	10'000 RPM		10'000 RPM	

	Упаковка из:	6, 12, 25, 100
	Давление:	0,3 - 2 N
	Автоклавирование:	135° C, 275° F
	Держатель:	RA, Сталь
	Класс опасности:	класс 2a

Полиры для амальгамы

KENDA AMALGAM

Двухшаговая полировочная система.

2-х шаговая полировочная система для шлифовки и полировки амальгамы и драгоценных металлов. Точно настроенный полир для быстрого достижения высокой степени блеска.



Набор 700



Номер для заказа	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008		
Размер Ø x L мм	5,4x13	5x8	10x2	5x8	6,5x10	3x7	3x6	5x10	5,4x13	5x8	10x2	5x8	6,5x10	3x7	3x6	5x10		
ISO No.	658 204...	243 513 055	243 513 050	304 513 100	030 513 050	030 513 060	243 513 030	235 513 035	243 513 050	658 204...	243 503 055	243 503 050	304 503 100	030 503 050	030 503 060	243 503 030	235 503 035	243 503 050
Зернистость	Мелкая								очень мелкая									
Цвет	Коричневый								Зеленый									
○	7500 - 10000 RPM								5000 - 7500 RPM									



- Упаковка из: 6, 12, 25, 100
- Блистеры из: 6x1, 6x2, 72x1, 72x2
- Давление: 0,3 - 2 N
- Автоклавирование: 135° C, 275° F
- Держатель: RA, Сталь
- Класс опасности: класс 2a

Полиры для металлов

KENDA PRECIOUS METALS

Двухшаговая полировочная система.





Полиры для шлифовки, финишной обработки и придания блеска. Отличный результат за несколько секунд. Полиры для финишной полировки имеют самозатачивающиеся алмазные микрочастицы для эффективной работы с титановыми сплавами и драгоценными металлами.



Набор 740



Номер для заказа	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010		1104	1105	1106	1108	1109	1110
Размер Ø x L мм	5,4x13	5x8	10x2	5x8	6,5x10	3x7	3x6	5x10	10x1	9x8,5		5x8	6,5x10	3x7	5x10	10x1	9x8,5
ISO No.	652 204...	243 523 055 243 523 050 304 523 100 030 523 050 030 523 060 243 523 030 235 523 035 243 523 050 303 523 100 030 523 090										802 204...	030 503 050 030 503 060 243 503 030 243 503 050 303 503 100 030 503 090				
Зернистость	Средняя										Очень мелкая						
Цвет	Черный										Зеленый						
○	7500 - 10000 RPM										5000 - 7500 RPM						

-  Упаковка из: 6, 12, 25, 100
-  Блистеры из: 6x1, 6x2, 72x1, 72x2
-  Давление: 0,3 - 2 N
-  Автоклавирование: 135° C, 275° F
- Держатель: RA, Сталь
- Класс опасности: класс 2a

Автоклавируемые боксы для инструментов

KENDA PRACTICUS

Содержит 6 мест для полиров RA и 12 мест для алмазных инструментов FG.


Разработан для работы с несколькими инструментами одновременно.

KENDA PRACTICUS предлагает пространство для 6 полиров RA 22-31 мм и 12 алмазных инструментов FG 16 - 24 мм.

Специально разработанный дизайн бокса и легкооткрывающаяся крышка позволяет легко работать даже одной рукой. Медицинский пластик высокого качества рассчитан до 3000 циклов стерилизации в автоклаве при температуре 135С.



REF 270



REF 280



REF 271 272 273 270

Набор для полировки и шлифовки композитов и керамики

KENDA ESTHETIC SET

Специально подобранный набор для полировки композитов и керамических инлеев.


Состоит из:

6 FG алмазных инструментов 45 микрон

6 FG алмазных инструментов 15 микрон

6 RA алмазных полиров KENDA UNICUS

Всего 18 различных инструментов.



REF 283

Полиры для оксида циркония и пресованной керамики

KENDA ZIRCONIA POLISHERS Z 014 HP 

Трехшаговая алмазная полировочная система.



Для получения наилучших результатов в обработке пресованной керамики и оксида циркония.



Набор Z-014



Номер для заказа	Z-014-C	Z-014-M	Z-014-F
Размер Ø x L mm	12x2	12x2	12x2
ISO No.	802 104 ... 372 533 120	372 523 120	372 503 120
Зернистость	Грубая	Средняя	Мелкая
Цвет	Фиолетовый	Бирюзовый	Лаймовый
○	7'500 - 10'000 RPM		

	Упаковка из:	3
	Давление:	0,3 - 2 N
	Держатель:	HP, Сталь

Алмазные полиры для всех видов керамики


KENDA HIGH END

Четырехшаговая алмазная полировочная система.

Специальная форма для полной обработки пресс-керамики. Для отделки двуокиси циркония (грубый, серый), сглаживание (средний, зеленый), финир (розовый) и придание глянцевого блеска (фиолетовый).



Набор 626



Номер для заказа	626-C	626-M	626-F	626-XF
Размер Ø x L mm	26x2	26x2	26x2	26x2
ISO No.	802 104 ... 303 544 260	303 524 260	303 514 260	303 494 260
Зернистость	Очень грубая	Средняя	Мелкая	Очень мелкая
Цвет	Фиолетовый	Розовый	Зеленый	Серый
	7'500 - 10'000 RPM			



Упаковка из: 3
Давление: 0,3 - 2 N
Держатель: НР, Сталь

Полиры для акриловых протезов

KENDA QUEEN

Двухшаговая система полировки и шлифования.

Зеленые: Идеальны для контурирования частичных и полных съемных протезов, а также ортодонтических конструкций

Черные: Идеальны для финишной шлифовки частичных и полных съемных протезов, а также ортодонтических конструкций.



Номер для заказа	9008	9009	9010	9011	9012	9013	9014	9015	9016
Размер Ø x L mm	12,5x22	12,5x15	12x17	15x18	15x18	8,5x18	10x24,5	10x18	6,5x17
ISO No.	658 104 ... 251 534 125	143 534 125	237 534 120	201 534 150	012 534 150	114 534 0 85	497 534 100	243 534 100	497 534 065
Зернистость	Грубая								
Цвет	Зеленый								
⌚	10'000 - 15'000 RPM								



Номер для заказа	7008	7009	7010	7011	7012	7013	7014	7015	7016
Размер Ø x L mm	12,5x22	12,5x15	12x17	15x18	15x18	8,5x18	10x24,5	10x18	6,5x17
ISO No.	658 104 ... 251 524 125	143 524 125	237 524 120	201 524 150	012 524 150	114 524 085	497 524 100	243 524 100	497 524 065
Зернистость	Средняя								
Цвет	Черный								
⌚	10'000 - 15'000 RPM								



Упаковка из: 6, 12, 25, 100

Давление: 0,3 - 2 N


Держатель: НР, Сталь

Полиры для съемных протезов

KENDA ACRYLIC BLUE

Трехшаговая полировочная система.

- Синие: Идеальны для быстрой шлифовки протеза
 Голубые: Идеальны для сглаживания поверхности протеза
 Желтые: Идеальны для придания блеска протезу



Номер для заказа	8308	8311	8314	8315	8408	8411	8414	8415
Размер Ø x L mm	12,5x22	15x18	10x24,5	10x18	12,5x22	15x18	10x24,5	10x18
ISO No.	638 104 ... 251 543 125	201 543 150	497 543 100	243 543 100	251 513 125	201 513 150	497 513 100	243 513 100
Зернистость	Очень грубая				Мелкая			
Цвет	Синий				Голубой			
⊖	10'000 - 15'000 RPM				10'000 - 15'000 RPM			



Номер для заказа	8508	8511	8514	8515
Размер Ø x L mm	12,5x22	15x18	10x24,5	10x18
ISO No.	638 104 ... 251 503 125	201 503 150	497 503 100	243 503 100
Зернистость	Очень мелкая			
Цвет	Желтый			
⊖	5'000 RPM			



Упаковка из: 6, 12, 25, 100
 Давление: 0,3 - 2 N
 Держатель: НР, Сталь



ПОЛИРЫ ДЛЯ ГИБКИХ ПРОТЕЗОВ


KENDA BESTFLEX

Одношаговая полировочная система

Для полировки всех видов гибких нейлоновых протезов.

Рекомендация:

Для придания блеска используйте KENDA 244-BLUE полировочную пасту и щетку (стр. К-39)



Номер для заказа	6508	6514	6516
Размер Ø x L mm	12,5x22	10x24,5	6,5x17
ISO No.	658 104...	251 533 125	497 533 100 497 533 065
Зернистость	Грубая		
Цвет	белый серый		
	10000 - 15000 RPM		



Упаковка из: 6, 12, 25, 100
Давление: 0,3 - 2 N
Держатель: НР, Сталь

Полиры для протезов и гибких частей




KENDA RED

Одношаговая полировочная система

Специально изготовлены для полировки протезов и гибких частей из хромокобальтовых сплавов. С держателем и отдельно.

Рекомендация:

Для хорошего блеска используйте полировочную пасту KENDA 244 BLUE и щетку SLIMLINE.

					
На держателе			Без держателя		Мандрель
Номер для заказа	RED 8	RED 14	10008	10014	301-L
Размер Ø x L mm	12,5x22	10x24,5	12,5x22	10x24,5	5x13
ISO No.	658 104 ... 251 525 125	497 525 100	658 900 ... 251 525 125	497 525 100	312 104 ... 610 415 050
Зернистость	Средняя		Средняя		
Цвет	Коричневый		Коричневый		
○	10'000 - 15'000 RPM		10'000 RPM		



Упаковка из: 6, 12, 25, 100
 Давление: 0,3 - 2 N
 Держатель: НР, Сталь

Набор для финишной полировки протезов

KENDA YELLOW LINE

Y014: Идеальны для быстрого и эффективного устранения "наминов".

Y018: Округлые формы инструмента позволяют легко полировать без углублений - очень ровно.

Y019: Очень гибкая щетка - диск для очистки и полировки межзубных промежутков.



Набор Y000



Номер для заказа Y018 Y014 Y019

Размер Ø x L mm 15x10 10x24,5 19x0,5

ISO No. 638 104... 056 523 150 497 523 100 653 104... 543 523 190

Зернистость Средняя

Цвет Желтый

⊘ 7'500 - 10'000 RPM



Упаковка из: 3
Давление: 0,3 - 2 N
Держатель: НР, Сталь

Полиры для металла



KENDA GRASS-GREEN

Одношаговая полировочная система

Идеальны для выравнивания и полировки металла и пластмассы



Номер для заказа	11008	11011	11014	11017
Размер Ø x L mm	12,5x22	15x18	10x24,5	12,5x16,5
ISO No.	658 104 ... 251 514 125	201 514 180	497 514 100	114 514 125
Зернистость	Мелкая			
Цвет	Зеленый			
○	10000 - 15000 RPM			

 Упаковка из: 6, 12, 25, 100
 Давление: 0,3 - 2 N
 Держатель: НР, Сталь

Полиры для металла

KENDA PRECIOUS UNIVERSAL METALS, HP

Двухшаговая полировочная система

Двухшаговая полировочная система для драгоценных и полудрагоценных сплавов, CrCo-х сплавов и титана. Черные полиры предназначены для выравнивания, зеленые алмазные - для придания блеска.



Набор 741



Номер для заказа	1006HP	1008HP	1014HP	1106HP	1108HP	1114HP
Размер Ø x L mm	3x7	5x10	12x2	3x7	5x10	12x2
ISO No.	652 104... 243 523 030	243 523 050	372 523 120	802 104... 243 503 030	243 503 050	372 503 120
Зернистость	Средняя			Очень мелкая		
Цвет	Черный			Зеленый		
⌚	7500 - 10000 RPM			5000 - 7500 RPM		

- Упаковка из: 6, 12, 25, 100
- Давление: 0,3 - 2 N
- Держатель: HP, Сталь

Полиры для керамики

KENDA DIAGUM POLISHER, HP

Двухшаговая полировочная система




Двухшаговая полировочная система для всех видов керамики. Серые полиры предназначены для шлифовки и контурирования, темно-розовые для достижения блеска и естественной эстетики, благодаря алмазному микронаполнителю.



Набор 781



Номер для заказа	6106HP	6108HP	6110HP	6114HP	X006HP	X008HP	X010HP	X014HP		
Размер Ø x L mm	3x7	5x10	12x2,5	12x2	3x7	5x10	12x2,5	12x2		
ISO No.	652 104...	243 524 030	243 524 050	372 524 120	372 524 120	652 104...	243 494 030	243 494 050	372 494 120	372 494 120
Зернистость	Средняя				Очень мелкая					
Цвет	Серый				Темно-розовый					
⊖	7500 - 10000 RPM				5000 - 7500 RPM					

-  Упаковка из: 6, 12, 25, 100
-  Давление: 0,3 - 2 N
-  Держатель: HP, Сталь

Полиры для композитов

KENDA HYBRID POLISHER, HP

Двухшаговая полировочная система

Двухшаговая полировочная система для композитных материалов. Серый полир предназначен для шлифовки и контурирования, розовый алмазный полир предназначен для достижения блеска. Исключительная стабильность и отличный результат.



Набор 791

Номер для заказа	0006HP	0008HP	0014HP		0106HP	0108HP	0114HP
Размер Ø x L mm	3x7	5x10	12x2		3x7	5x10	12x2
ISO No.	652 104...	243 513 030	243 513 050		802 104...	243 493 030	243 493 050
Зернистость	Мелкая				Очень мелкая		
Цвет	Белый				Розовый		
⊖	7500 - 10000 RPM				5000 - 7500 RPM		

- Упаковка из: 6, 12, 25, 100
- Давление: 0,3 - 2 N
- Держатель: HP, Сталь

Полиры для драгоценных сплавов

KENDA UNIVERSAL POLISHER, HP

Двухшаговая полировочная система

Подходит для полировки золота, полудрагоценных сплавов и композитов. Коричневые полиры предназначены для выравнивания и контурирования, зеленые финишные полиры придают идеальный блеск.



Номер для заказа 2106HP 2109HP 2110HP 2111HP 2112HP 2114HP

Размер Ø x L mm 3x7 12x3 12x2,5 5,5x13 5x16 12x2

ISO No. 652 104... 243 513 030 303 513 120 372 513 120 243 513 055 292 513 050 372 513 120

Зернистость Мелкая

Цвет Коричневый

⊖ 15000 RPM



Номер для заказа 3106HP 3109HP 3110HP 3111HP 3112HP 3114HP

Размер Ø x L mm 3x7 12x3 12x2,5 5,5x13 5x16 12x2

ISO No. 652 104... 243 503 030 303 503 120 372 503 120 243 503 05 292 503 050 372 503 120

Зернистость Очень мелкая

Цвет Зеленый

⊖ 10000 RPM



Упаковка из: 6, 12, 25, 100



Давление: 0,3 - 2 N

Держатель: HP, Сталь



Дисковидные полиры для металла без держателя

KENDA WHEEL & KNIFE

Универсальные полиры, для всех сплавов и съемных протезов.



Номер для заказа	1522-R	1517-R	1522-L
------------------	--------	--------	--------

Размер Ø x L mm	22x3	17x3	22x3
-----------------	------	------	------


ISO No.	658 900... 372 523 220	372 523 170	303 523 220
---------	------------------------	-------------	-------------

Зернистость	Средняя		
-------------	---------	--	--

Цвет	Черный		
------	--------	--	--

RPM	20000 RPM		
-----	-----------	--	--

Грубые полиры для шлифовки золота и полудрагоценных сплавов.



Номер для заказа	2522-R	2517-R	2522-L
------------------	--------	--------	--------

Размер Ø x L mm	22x3	17x3	22x3
-----------------	------	------	------


ISO No.	658 900... 372 513 220	372 513 170	303 513 220
---------	------------------------	-------------	-------------

Зернистость	Мелкая		
-------------	--------	--	--

Цвет	Коричневый		
------	------------	--	--

RPM	20000 RPM		
-----	-----------	--	--

Финишные полиры для полировки золота и полудрагоценных сплавов.



Номер для заказа	3522-R	3517-R	3522-L
------------------	--------	--------	--------

Размер Ø x L mm	22x3	17x3	22x3
-----------------	------	------	------

ISO No.	658 900... 372 503 220	372 503 170	303 503 220
---------	------------------------	-------------	-------------

Зернистость	Очень мелкая		
-------------	--------------	--	--

Цвет	Зеленый		
------	---------	--	--

RPM	10000 RPM		
-----	-----------	--	--



Упаковка из: 10, 100




Давление: 0,3 - 2 N

Дисковидные полиры для керамики и титана без держателя

KENDA WHEEL & KNIFE

Шлифовка керамики, выравнивание поверхности.



Номер для заказа	6522-R	6517-R	6522-L
------------------	--------	--------	--------

Размер \varnothing x L mm	22x3	17x3	22x3
-----------------------------	------	------	------


ISO No.	658 900... 372 533 220	372 533 170	303 533 220
---------	------------------------	-------------	-------------

Зернистость	Грубая		
-------------	--------	--	--

Цвет	Светло-серый		
------	--------------	--	--

	20000 RPM		
--	-----------	--	--

Полировка керамики, придание блеска.



Номер для заказа	7522-R	7517-R	7522-L
------------------	--------	--------	--------

Размер \varnothing x L mm	22x3	17x3	22x3
-----------------------------	------	------	------


ISO No.	658 900... 372 513 220	372 513 170	303 513 220
---------	------------------------	-------------	-------------

Зернистость	Мелкая		
-------------	--------	--	--

Цвет	Бледно-розовый		
------	----------------	--	--

	10000 RPM		
--	-----------	--	--

Полиры для титана, устраняет царапины и сглаживает поверхность.



Номер для заказа	9522-R	9517-R	9522-L
------------------	--------	--------	--------

Размер \varnothing x L mm	22x3	17x3	22x3
-----------------------------	------	------	------

ISO No.	658 900... 372 533 220	372 533 170	303 533 220
---------	------------------------	-------------	-------------

Зернистость	Грубая		
-------------	--------	--	--

Цвет	Оливковый		
------	-----------	--	--

	20000 RPM		
--	-----------	--	--




Упаковка из: 10, 100


Давление: 0,3 - 2 N

Лабораторная полировочная паста

KENDA 244 BLUE

KENDA 244 BLUE - универсальная полировочная паста идеально подходит для полировки гибких частей и полных протезов, а также для композитов, золота и кобальт-хромовых сплавов. Упаковка 75мл. Для создания лучшего блеска используйте щетку KENDA SLIMLINE, диаметр 48мм, без держателя.



Номер для заказа	244 BLUE	406
Размер Ø x L mm	-	48x5
 Упаковка из:	1, 3	6

KENDA®

DENTAL POLISHERS

Kenda AG • Dental Manufacturing • Industriezone Neugut • Kanalstrasse 18 • LI-9490 Vaduz • Principality of Liechtenstein
Phone ++423 388 23 11 • Fax ++423 388 23 19 • info@kenda.li • www.kenda.li



KENDA – THE DENTAL POLISHER COMPANY