



DA370



DC350



© All rights reserved, print 2/2013

2013/PΦ



EVOLUTION IN PRACTICE



DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Vrbovská cesta 17
921 01 Piešťany
Slovenská republika

T 00421 33 79 54 111
F 00421 33 77 26 326

info@diplomat-dental.com
www.diplomat-dental.com



EUR-MED SLOVAKIA, s.r.o.
Športová 503
916 01 Stará Turá
Slovenská republika

Office
Vrbovská cesta 17
921 01 Piešťany
Slovenská republika

T 00421 33 79 54 820-5
F 00421 33 79 54 809

cis@eur-med.sk
www.eur-med.sk

НАША ФИЛОСОФИЯ

Благодаря своему многолетнему опыту в производстве и разработке стоматологического оборудования, компания DIPLOMAT DENTAL неизменно ассоциируется с высоким качеством и непревзойденной надежностью.

При разработке нашей продукции мы опираемся на самые современные тенденции в эргономике, техническом оснащении и дизайне, учитывая также и требования к гигиене. В портфолио Diplomat Dental входят не только стоматологические установки, но также и кресла, стоматологические светильники, стулья для врача и ассистента. Создавая свою продукцию, мы всегда стремимся не просто соответствовать требованиям современных стоматологов, но и превзойти их ожидания.



«Evolution in Practice»

В соответствии с нашей философией Evolution in Practice, наша продукция постоянно совершенствуется и обновляется в соответствии с новейшими разработками в области эргономики гигиены, безопасности и комфорта пациента, и оптимизации работы врача. Благодаря работе наших специалистов, мы не только следуем современным тенденциям, но и сами создаем их. Мы стараемся соответствовать высоким ожиданиям клиентов не только при производстве нашего оборудования: специалисты авторизованных сервисных центров всегда готовы оказать оперативную квалифицированную помощь. Одним из наших основополагающих принципов является обратная связь с клиентами. Мы внимательно рассматриваем пожелания и комментарии наших заказчиков, стараясь создавать оборудование, удовлетворяющее требованиям современных стоматологов.

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

При разработке нашей продукции мы опираемся на наш многолетний опыт в производстве стоматологической техники.

Начиная с 1997 года продукция Diplomat пользуется неизменным успехом у стоматологов по всему миру. Наша компания производит не только стоматологические установки, но также и стоматологические кресла, светильники и другое оборудование, направленное на максимальную оптимизацию рабочего процесса врача.

Богатая событиями история компании началась в 1952 году, когда новая фабрика в городе Пиештяны получила лицензии на производство и сервис стоматологической техники для пражского завода Лечебная механика, позднее переименованного в Chirana-Praha. В это же время оружейный завод в городе Стара Тура был преобразован в завод по производству медицинской и измерительной техники. В начале шестидесятых правительством Чехословакии было принято решение об объединении двух конкурирующих предприятий из Пиештян и Старой Туры в концерн по производству медицинской техники, позднее известного как концерн Chirana.

Политические и экономические преобразования в стране в начале девяностых отразились и на судьбе концерна: с 1997 года Chirana-Dental является независимым предприятием, унаследовавшим всю впечатляющую историю компании начиная с 1952 года, подарившую нам бесценный опыт, а также надежных партнеров, прочные связи которые до сих пор помогают нам на международном рынке.

С 1997 года компания Chirana-Dental начала проводить активную политику по улучшению производственных технологий. В то же время была проведена генеральная реконструкция производственных помещений. Также было принято решение, что компания отныне будет специализироваться исключительно на производстве стоматологического оборудования. А чуть позже продукция завода была представлена на рынке под новой маркой Diplomat. В 2012 году руководством компании было принято решение об изменении названия с Chirana-Dental на DIPLOMAT DENTAL, ознаменовавшее начало новой главы в истории компании.



VINOP - Год изготовления 1935

ZOK 6 - Год изготовления 1961





ТЕХНОЛОГИИ И ПРОИЗВОДСТВО

На всех стадиях создания оборудования DIPLOMAT мы используем только высококачественные материалы и самые современные технологии.

Инвестируя в разработку новых моделей, модернизацию производственных помещений и оборудования, наша компания неизменно ассоциируется с высокими стандартами качества и непревзойденной надежностью. Использование таких технологий как NC и CNC обработка, лазерная резка металла, роботизированная сварка и промышленная оптическая система 3D-измерений при производстве отдельных компонентов, гарантирует высокую точность и качество производимых деталей. Максимально высокий срок службы каждого компонента достигается путем гальванизации поверхностей отдельных деталей. Многие элементы установки производятся из полиуретана, благодаря чему детали отлично выдерживают большие нагрузки и не теряют своих качеств долгие годы. Технология порошковой окраски обеспечивает стойкость, долговечность и отличное качество покрытия. Проверка на каждом этапе производства и окончательные испытания по всем показателям в конце сборки, гарантируют высокий уровень качества. При создании нашего оборудования мы используем только высококачественные материалы, прошедшие контроль на соответствие стандартам качества. Наши установки укомплектованы компонентами и оборудованием от ведущих мировых производителей, таких как Bien-Air, Luzzani, Jakša, Siraj, LM.

Мы также считаем, что неотъемлемой частью качества является забота об окружающей среде, поэтому наша компания соблюдает все экологические нормы и требования.



DA 370 / DA 380

DIPLOMAT ADEPT / DIPLOMAT ADEPT





Diplomat Adept DA370 / DA380 – непревзойденный уровень комфорта

С новыми установками моделей DA370 (верхняя подача) и DA380 (нижняя подача) Вы сможете предоставить Вашим пациентам действительно эксклюзивное обслуживание, и не важно, производите ли вы простой профилактический осмотр или же серьезную стоматологическую операцию. Объединяя в себе высокие технологии, современную эргономию и прогрессивный дизайн, новые модели DIPLOMAT – олицетворяют собой идеальный синтез функциональности и комфорта.

Панель врача DA370

При создании этой модели были использованы самые современные конструкторские решения: сенсорный LCD-дисплей, электронная система контроля количества охлаждающей воды для инструментов, настройка крутящего момента для бесколлекторных микромоторов, десять свободных программ для сохранения личных настроек, а также многие другие полезные функции, существенно облегчающие работу стоматолога и ассистента.

Рабочее пространство

Благодаря революционному дизайну, создается не только большее пространство для ног врача, но и увеличивается количество возможных рабочих положений самого кресла. Конструкция кресла с так называемыми „маятниковыми“ движениями позволяет выбирать оптимальные положения для лечения, при котором и врач, и пациент будут чувствовать себя одинаково комфортно.



3D-подголовник

3D система шарниров позволяет легко изменять положение подголовника в любом направлении. Технология 3D обеспечивает более высокий уровень эргономики и комфорта в работе врача, и обеспечивает надежную поддержку для головы и шеи пациента.



Рабочее пространство

Благодаря дизайну и техническим характеристикам, стоматологические установки DIPLOMAT обеспечивают оптимальную организацию рабочего пространства при любом стоматологическом вмешательстве.

**Diplomat Adept DA370 / DA380**

Модель Diplomat Adept DA380 – стационарная установка с нижней подачей рассчитана на шесть инструментов на столике врача. Diplomat Adept DA370 – это абсолютно новая концепция в дизайне стоматологических установок: кресло, закрепленное на стационарном гидроблоке – новое решение, позволяющее существенно повысить уровень эргономии и обеспечить дополнительный комфорт врачу и пациенту. Современная электроника позволяет сохранять до восьми индивидуальных настроек кресла для каждого пользователя. Отдельные элементы (керамическая чаша, обивка, и т.д.) установки доступны в различных цветовых решениях.

DA 370 / DA 380

DIPLOMAT ADEPT / DIPLOMAT ADEPT

Столик врача DA380

Пантографические плечи для столика врача с регулируемой высотой и электропневматической системой торможения, доступны как в стандартной, так и в укороченной версии. Сенсорный LCD-дисплей позволяет легко управлять всеми функциями установки и кресла, а также изменять параметры настроек инструментов.

**«Маятниковое» движение**

Специальная функция, «маятниковое» движение, не только позволяет быстро и без труда приводить кресло пациента в необходимое положение, но и предоставляет врачу возможность свободно и без напряжения работать, находясь в непосредственной близости к пациенту.

**Дентальный рентген**

Конструкция установки позволяет монтировать дентальный рентген и микроскоп.



Аксессуары для DA370 и DA380

Diplomat Adept DA370 / DA380 имеет усовершенствованную электронику, которая позволяет оборудовать установку всеми необходимыми аксессуарами и приборами, в соответствии с Вашим стилем работы.



Dr. Zbynek Vrba

DA 370 / DA 380

DIPLOMAT ADEPT / DIPLOMAT ADEPT



Стоматологический светильник Xenos

Стоматологический бестеневой операционный светильник Xenos разработан по LED технологии. Xenos имеет два режима интенсивности освещения, переключаться между которыми возможно со столика врача и ассистента, а также используя педаль.



Педали

Установки и кресла управляются многофункциональными педалями NOK или UNO. Обе модели доступны также в беспроводной версии.

Компрессоры

Diplomat представляет Вашему вниманию серию стоматологических компрессоров для комплексного оснащения Вашего стоматологического кабинета.



DC 350 / DL 320

DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT LUX



DC 350 / DL 320

DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT LUX



Diplomat Consul DC350 / Diplomat Lux DL320 - созданы специально для Вас

Стоматологические установки DC350 и DL320 отличает широкая вариабельность оснащения! Кроме системы аспирации, на данные модели можно устанавливать до десяти инструментов: шесть на столик врача и четыре на блок ассистента. На столике врача установлен просторный эргономичный трей-столик, выполненный из нержавеющей стали или пластика. Для дополнительного комфорта, модели оснащены поворотной плевательницей с возможностью электронного управления. Дизайн гидроблока позволяет интеграцию аспирационных систем фирм Cattani, Metasys или Dürr с функцией автоматической дезинфекции системы аспирации и шлангов инструментов.

Панель врача DC350

Конструкция столика врача с верхней подачей рассчитана на шесть инструментов. Благодаря специально разработанной электронике, стало возможным устанавливать до пяти ротационных инструментов с подсветкой и подключать до двух бесщеточных микромоторов от фирмы Bien-Air, позволяющих осуществлять широкий спектр операций. Интерактивный сенсорный дисплей позволяет удобно управлять всеми функциями стоматологической установки и кресла.



Варианты моделей

Мы предлагаем стоматологические установки в двух вариантах: полустационарные и навесные. Преимуществом полустационарной конструкции является перемещение кресла независимо от столика врача.



Рабочее пространство

Конструкция стоматологических установок обеспечивает прекрасный доступ к пациенту как со стороны врача, так и со стороны ассистента. Эффективное использование рабочих поверхностей, достаточное пространство для хранения инструментов и улучшенная эргономия позволяют оптимально организовать рабочее пространство.

**Diplomat Consul DC350 / Diplomat Lux DL320**

Модели DC350 и DL320 соответствуют самым высоким требованиям стоматологов. Кроме современной эргономии, элегантного дизайна и hi-end технологий, требовательные профессионалы по достоинству оценят обновленное программное обеспечение, позволяющее управлять двумя бесколлекторными MX2 моторами, сенсорный LCD-дисплей с интуитивным управлением, электропневматическую систему торможения, поворотную плевательницу, встроенный в кресло энергоблок и систему «гигиена».

DC 350 / DL 320 / CART

DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT LUX

Столик врача DL320

Столик врача на пантографическом плече с функцией электропневматического торможения обеспечивает легкое приведение блока в необходимое для работы положение. Вместительный трей-столик для хранения инструментов позволяет держать все необходимое для работы под рукой. Сенсорный LCD-дисплей позволяет легко управлять всеми функциями установки и кресла, а также изменять параметры настроек инструментов.

Версия CART

Стоматологическая установка Diplomat Lux DL320 также представлена в мобильной версии CART с регулируемым по высоте столиком.



Аксессуары для DC350 и DL320

Чтобы удовлетворить разнообразные требования наших клиентов, мы предлагаем широкий спектр дополнительного оборудования, которое разработано на основе многолетнего опыта.



Dr. Romana Hyzova

DC 350 / DL 320

DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT LUX



Оснащение блока ассистента

Для управления отдельными функциями со стороны ассистента устанавливается сенсорный дисплей или мембранная клавиатура.

Поворотная чаша

Для дополнительного комфорта пациента, модель оснащена поворотной чашей: благодаря оптимальному углу поворота, пациенту больше не придется привставать с кресла, чтобы дотянуться до чаши. Перемещением плевательницы можно управлять как вручную, так и при помощи электроники, чаша плевательницы съемная и легко стерилизуемая, угол поворота чаши более 180 градусов.

Система «Гигиена»

Система «Гигиена» состоит из двух независимых процессов: дезинфекция и очистка, благодаря которым обеспечивается абсолютная чистота стоматологической установки.

